

Viren, wie das Coronavirus, werden mitunter beim Sprechen, Husten, Niesen oder auch über die Atemluft übertragen.

Unser Mund-Nase-Schutz kann diese Übertragungswege unterbrechen und so effektiv zur Eindämmung einer Verbreitung beitragen und zwar als mechanische Barriere.

Aber wie verwendet man unsere Masken richtig?



Service Center GmbH

Ein kurzer Leitfaden zum korrekten Einsatz unseres Mund-Nasen-Schutzes:

- vor dem Anlegen gründlich die Hände waschen
- Nase und Mund bis zum Kinn abdecken
- darauf achten, dass die Ränder möglich eng anliegen
- am oberen Rand ist ein Draht eingearbeitet, damit können Sie die Maske an die Form Ihres Nasenrückens anpassen

- während des Tragens sollten Sie den Mund-Nasen-Schutz nicht unnötig anfassen oder verschieben
- wechseln Sie die Maske, wenn sie feucht ist
- nehmen Sie die Maske über die Laschen ab, da sich auf der Maske selbst Erreger befinden können
- waschen Sie sich im Anschluss wieder gründlich die Hände

Wovon schützen die Sticktec Masken?

Bei korrekter Anwendung eignen sich die Masken v. a. für den öffentlichen Gebrauch, wenn die Abstandsregeln nicht immer so einfach einzuhalten sind z.B. beim Einkaufen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Bedenken Sie immer, dass das Tragen einer solchen Maske v. a. die Menschen um sie herum vor Erregern schützt und nur zu einem geringem Teil dem eigenen Schutz dient.

Natürlich darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die geltenden Verhaltensregeln (Mindestabstand, Husten- und Niesregeln etc.) weiterhin eingehalten werden müssen. Durch das Tragen einer Maske darf kein falsches Sicherheitsgefühl aufkommen, auch wenn wir damit uns und v. a. andere schützen.

www.sticktec-shop.eu | info@sticktec.de

Wie reinige ich die StickTec Masken richtig?

Die Schutzwirkung der Maske wird durch den wasser- und alkoholabweisenden Vliesstoff gewährleistet. Wenn Sie die Maske unter laufendes Wasser halten, werden Sie merken, dass der Vliesstoff schlecht Wasser annimmt.

- Schmutz auf dem Vliesstoff können Sie also einfach abspülen
- die Einfassbänder können Sie mit einer milden Seife in Handwäsche reinigen
- trocknen Sie die Maske über Nacht an der Luft oder bügeln Sie die Maske am besten mit einem Dampfbügelisen trocken
- durch das Bügeln desinfizieren sie die Maske auch
- ist die Maske nicht dreckig, reicht es auch, die Maske durch Bügeln zu desinfizieren

Achtung!

Wir raten dringend zur Handwäsche, da Waschmittel und **Schleudern den Vliesstoff** zerstören können. Wringen Sie die Maske außerdem nicht aus. Sobald Sie in der Maske Risse oder Löcher bemerken, sollten Sie sie austauschen